

PREMIO 30 LASER DUO

LASER PULSACYJNY DO PRECYZYJNEJ I BEZBOLESNEJ
AKUPUNKTURY I AURIKULOTERAPII

4 TRYBY ZABIEGÓW

aurikuloterapia, tonizowanie, rozpraszanie i harmonizowanie

2 ZMIENNE POZIOMY MOCY

dla punktów powierzchniowych i punktów głębokich

10 GODZIN NIEPRZERWANEJ PRACY

bez potrzeby doładowywania baterii

DZIAŁANIE LASERA

Laser do akupunktury PREMIO 30 Laser Duo wykorzystuje technologię laserową do emisji promieniowania podczerwonego o długości fali równej 905 nm. Taka długość fali powoduje, że promieniowanie jest w mniejszym stopniu absorbowane przez skórę, wodę lub hemoglobinę, dzięki czemu bez przeszkód przenika nawet w głębokie warstwy tkanek, w bardziej efektywny sposób dostarczając do komórek stymulujące ciepło. Wiązka lasera, w przeciwieństwie do promieniowania podczerwonego emitowanego przez diodę LED, jest skupiona i spójna, co pozwala na precyzyjną i silną stymulację.

TECHNOLOGIA WOBULACJI IMPULSÓW

Innowacyjna technologia lasera wykorzystuje zjawisko wobulacji do właściwej stymulacji punktów akupunkturowych. Technologia wobulacji polega na szerokopasmowym przestrajaniu, czyli zmianie częstotliwości emitowanego sygnału. Dynamika emitowanych w ten sposób impulsów w najbliższy sposób odpowiada biologicznej

dynamice żywych organizmów, dlatego też jest tak skuteczna w przywracaniu właściwego przepływu Qi w organizmie. Dzięki akceleracji częstotliwości emitowanych impulsów na przestrzeni od 100 do 10 000 Hz osiąga się efekt tonifikacji energii. Jednostajne spowalnianie częstotliwości emisji impulsów od 10 000 do 100 Hz pozwala z kolei na rozpraszanie zastojów energii.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Urządzenie **uruchamiamy** poprzez wciśnięcie przycisku ON/OFF znajdującego się w przypinanym do lasera segmencie. **Wylączamy** je poprzez 3 sekundowe wciśnięcie tego przycisku.

Tryby pracy urządzenia można zmieniać przy pomocy przycisku ze strzałką PLAY. Tryby pracy urządzenia:

- **AURIKULOTERAPIA** (ucho) - tryb służy do stymulowania punktów ucha w zabiegach aurikuloterapii. Laser w tym trybie działa w oparciu o wszystkie 7 częstotliwości dr Nogiera.
- **TONIFIKACJA** (strzałki skierowane do środka) - tryb służy do pobudzania energii w punkcie, w zabiegach akupunktury.
- **ROZPRASZANIE** (strzałki skierowane na zewnątrz) - służy do rozpraszania nadwyżek energii w punkcie, w zabiegach akupunktury.
- **HARMONIZACJA** (falująca linia) - służy do przywracania równomiernego przepływu energii w punkcie, w zabiegach akupunktury.

Po wybraniu odpowiedniego trybu pracy i skierowaniu końcówki emitera na wybrany punkt **rozpoczynamy zabieg** wciskając niebieski przycisk z promieniami.

UWAGA! Nie wolno kierować końcówki emitera promieni lasera w stronę oka. W trakcie zabiegu najlepiej jest korzystać z dołączonych do zestawu okularów ochronnych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

www.tcmtech.pl

695 849 178

kontakt@tcmtech.pl